

# HYDROSANET CLINY

Detergente igienizzante per idromassaggi

SCHEDA TECNICA Revisione 06/03/2024

## CARATTERISTICHE GENERALI

IGIENIZZANTE VASCHE IDROMASSAGGIO è un prodotto concentrato polivalente con potere detergente igienizzante e deodorante. **HYDROSANET CLINY** è un prodotto universale si utilizza per i circuiti interni degli impianti ad idromassaggi agendo su sporco organico e microrganismi Il prodotto non corrode gomma – plastica – resine – metalli – né collanti speciali.

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Si consiglia l'uso del prodotto ad ogni cambio dell'acqua della vasca.  
Scaricare l'acqua della vasca fino alle bocchette che permettono il ricircolo dell'acqua, dosare **HYDROSANET CLINY** da un minimo di 0,5% ad un massimo di 1%, azionare poi l'impianto per circa 5 minuti, lasciare agire il prodotto per 10 – 15 minuti prima di scaricare l'acqua, risciacquare e riempire la vasca idromassaggio con acqua nuova.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### CHIMICA (Reg.CE n.648/2004)

Glicoli eteri tensioattivi cationici      Inf.5%  
Tensioattivi non ionici                      5÷15%  
Componenti minori: antischiuma, profumo, coloranti.

## AVVERTENZE

Non usare saponi o detersivi anionici in combinazione.  
Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti di calore

